

1104584 - Accutrend Triglycerides - teststrips - 1 x 25 st



Beschrijving

Met de Triglyceride test van Roche meet je heel snel en gemakkelijk de triglyceride waarde in het bloed. Deze strip is geschikt voor gebruik met de Roche Accutrend Plus meter. De strips van Roche staan bekend om hun hoge betrouwbaarheid.

Specificaties

Merk	Roche
Verificatiecode	Nee
Data transfer via wifi	Nee
sku	1104584
Soortgelijke producten	Ja
Categorie glucometer	Glucometers en teststrips
Europese Regelgeving	IVD 98/79/EC
Type verpakking	Stuk