

## 1609967 - IV 3000 PICC - 11 x 14 cm - 25 st



### Beschrijving

**Smith & Nephew's** IV 3000 katheterverband is zodanig ontworpen met precisie om een optimale bescherming te bieden bij het invoeren van katheters. Met de REACTIC film basis die vochtophoping vermindert en pijn bij het verwijderen van het verband geminimaliseerd wordt. Het verband is zeer geschikt voor het plaatsen van IV katheters en biedt een hoge bescherming en comfort voor de patiënt.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Smith & Nephew
<b>sku</b>	1609967
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Maat</b>	11 x 14 cm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos