

1007506 - Repose kussen - 45 x 45 x 7 cm - pomp - 1 st



Beschrijving

De zitsystemen van Repose bieden effectieve drukherverdeling voor alle patiënten die risico lopen op decubitus of met bestaande drukgerelateerde weefselschade. Dankzij de combinatie van het zeer elastische PU-materiaal en lucht wordt door inbedding (immersion) en omvatting (envelopment) een ideale drukverdeling verkregen. De Repose zitsystemen zijn geschikt voor een brede toepassing aan stoelen, rolstoelen en verstelbare relaxzetels.

Specificaties

Merk	Repose
Samenstelling	PU
sku	1007506
Soortgelijke producten	Ja
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk