


1601506 - Linnenzak 600 x 900 mm - blauw - 10 st



Beschrijving

Gekleurde linnenzakken die voornamelijk gebruikt worden voor het opbergen van vuil linnen van bewoners. Ze zijn gemaakt uit 100% polyester, hebben een capaciteit van 10 kg en worden gesloten met een sluiting die apart te bestellen is.

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 60 cm, H 90 cm
sku	1601506
Kleur	Blauw
Materiaal	Polyester
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk