

## 1103173 - Texa® verbandset - knopsonde - 1 x 60 st



### Beschrijving

**Texa** verbandset met knopsonde wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 5 x gaaskompressen 5 x 5 cm 17-draads, 8-laags uit 100% katoen
- 1 x pincet blauw 12,8 cm in kunststof
- 1 x knopsonde in roestvrij staal

### Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>Inhoud steriele sets</b>	Gaaskompres 5 x 5 cm: 5st, pincet: 1st, knopsonde: 1st
<b>sku</b>	1103173
<b>Blister</b>	3-delig
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos