

1540321 - Koffiebeker 508 - rood - 290 ml - 1 st



Beschrijving

Koffiebeker 508 heeft 1 groot handvat en de look van keramiek of porselein. Combineerbaar met verschillende tuitjes.

Specificaties

Samenstelling	Polypropyleen
Deksel	Nee
Handvat	Ja
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Nee
sku	1540321
Inhoud	290 ml
Kleur	Rood
Kleur	Rood
Type verpakking	Stuk