

1561494 - Onderzoekstafel Ritter 204 - met stopcontact - 1 st



Beschrijving

De **Ritter 204 Seamless Universele Onderzoekstafel met stopcontact** van **Midmark** combineert hoogwaardig comfort, hygiëne en toegankelijkheid in een **compact ontwerp** van slechts **1 m²**. Deze tafel is ideaal voor huisartsen, gynaecologen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en fysiotherapiepraktijken die hun ruimte optimaal willen benutten.

Comfort voor patiënt én zorgverlener

- Brede, naadloze bekleding met geïntegreerde hoofdsteun voor maximaal ligcomfort
- 5 volledig uitschuifbare laden (3 aan de zijkant, 2 aan de voorkant), toegankelijk vanaf beide zijden
- Ingebouwde uitschuifbare hielsteunen voor gynaecologische onderzoeken
- Uitschuifbaar voetkussen en zithelling van 7° voor een ergonomische werkhouding
- Papierrolhouder met riem om onderzoeksoppervlak snel te beschermen

Hygiëne zonder zorgen

- Naadloze ABS-laden uit één stuk met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging
- Alle oppervlakken zijn vlot schoon te maken voor maximale hygiëne
- In rugleuning geïntegreerde papierrolhouder met ruimte voor 4 rollen
- Afneembare, steriliseerbare opvangpan in ABS-kunststof

Veiligheid gegarandeerd

- Stelvoetjes onder de basis voor maximale stabiliteit
- Ingebouwd opstapje met zelfblokkerende wielen voor veilige toegang
- Draagvermogen tot 225 kg, geschikt voor alle patiëntengroepen

Toegankelijk & ruimtebesparend

- Volledige bruikbare breedte van de bekleding met slimme randafwerking

- Compact ontwerp: neemt slechts 1 m² in beslag
- Uittrekbaar voetkussen voor algemeen onderzoek

Technische specificaties Ritter 204

- Rugleuning verstelbaar met pneumatische gasveer
- Afmetingen: hoogte 84 cm | breedte 77,5 cm | lengte 151 cm (uitgeschoven 193 cm)
- Gewicht: 125 kg
- Onderstel in epoxy-gelakt staal met polystyreenladen
- Papierrolhouder geschikt voor rollen tot 50 cm (Ø 12 cm)

De **Ritter 204 Seamless Universele Onderzoekstafel** biedt alles wat u nodig heeft voor een efficiënt en professioneel onderzoek — met comfort voor uw patiënten en praktische functionaliteit voor uw praktijk.

Specificaties

Product afmetingen	B 72 cm, L 193 cm
Samenstelling	Bekleding met epoxy afwerking
sku	1561494
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Nee
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
Hoogte	83 cm
	Nee
Aantal delen	3-delig
Armsteunen	Nee
Elektrische pli	Nee
Max. gewicht volwassene	225 kg
Standaard neusgat	Geen neusgat
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk