

HUN1CT1 - Toco CT1 transducer



Beschrijving

Upgrade uw bestaande TOCO transducer naar een nieuwe, verbeterde versie. Nieuwe vooruitgangen in de materialen van Huntleigh zorgen ervoor dat de foetale TOCO transducer nog beter contractiemonitoring weergeeft. Groter oppervlak, voor een hoger comfort bij mama's van alle maten. Verhoogde gevoeligheid. Waterbestendig, essentieel voor een goede reiniging en infectie controle. Nieuw design dat robuust en hard is, zonder aan comfort in te boeten.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	HUN1CT1
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk