

1574384 - E840 Elliptical Trainer



Beschrijving

Voortbouwend op meer dan 40 jaar ervaring en ontwikkeling, is SportsArt een gevestigde leider in de fitness-industrie. Alle apparatuur wordt getest volgens strenge kwaliteitsnormen en wordt verdeeld in meer dan 70 landen.

De cardio-lijn van SportsArt bevat verschillende fietsen, loopbanden, ergometers en ellipticals. Ze voldoen aan de internationale normen van ISO- 9001/9002 die zorgen voor gewenste product- en servicekenmerken, zoals kwaliteit, respect voor het milieu, veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en dit met lage aankoop en onderhoudskosten. Deze apparaten zijn ontworpen voor intensief gebruik.

Voordelen

- De Elliptic trainer is de ideale optie voor Total Body movement.
- Uitgerust met een draadloze hartslagmeter en een meertalige interface zijn de elliptische trainers uitermate geschikt voor elke training.
- Het weerstandssysteem van de pedalen geeft een superieur comfort en schokabsorptie dankzij het MyFlex™ systeem
- De paslengte is elektronisch verstelbaar, variërend van 43 tot 66 cm, voor comfort en gebruiksflexibiliteit
- Het MyFlex™ pedaalsysteem biedt de gebruiker een comfortabel trainingsplatform
- Hartslagmeting via Polar
- Maximaal gewicht gebruiker: 205 kg
- Staplengte regelbaar: 43 - 66 cm
- Weerstandsniveaus: 40 levels
- Stroomtoevoer: 220V

Specificaties

Merk	SportsArt
sku	1574384
Type verpakking	Stuk