

1605556 - Exxentric kBox5 Pro Platform - midnight blue



Beschrijving

Het premium en meest veelzijdige kBox-model met het grootste performance oppervlak. Voor sportteams, premium fitnessclubs en revalidatie- of kinépraktijken.

- Grootste trainingsoppervlak
- Voor de professional
- Trainen met 1-4 flywheels
- Inertie tot 0,280 kgm²
- Ingebouwde kMeter
- Gewicht: 15.5 kg
- Kleur: Midnight Blue

Specificaties

Merk	Exxentric
sku	1605556
Europese Regelgeving	2001/95/EC
Type verpakking	Stuk