

1618157 - SpineTechnics TECH 03 behandelbank 3-delig - elektrisch



Beschrijving

Deze 3-delige behandelbank van **SpineTechnics** is ontworpen voor ultiem comfort en veelzijdigheid in elke praktijk. Het verstelbare hoofddeel, voorzien van een **geïntegreerde gezichtsopening**, kan eenvoudig positief en negatief worden ingesteld met behulp van een gasveer, waardoor de patiënt altijd de meest comfortabele positie krijgt. Zowel het **pivot- als zitgedeelte** kunnen moeiteloos worden aangepast, **dankzij de gasveer en/of elektrische pli**, wat zorgt voor een optimale behandelpositie voor verschillende therapieën.

De **in hoogte verstelbare antislippootjes** bieden extra grip en stabiliteit op elk oppervlak, waardoor de bank stevig op zijn plek blijft, zelfs tijdens intensieve behandelingen.

Beschikbaar in **Classic of Premium frame**. Het stevige **Classic frame** staat garant voor duurzaamheid. Daarnaast kan men bij SpineTechnics rekenen op maar liefst **10 jaar garantie** op dit robuuste frame.

De **gezichtsopening met kringschakelaar** zorgt voor extra comfort tijdens behandelingen waarbij de cliënt op zijn buik ligt. Het rugdeel kan eenvoudig worden versteld met behulp van een **gasveer**, waardoor je zonder moeite de perfecte hoek kunt instellen.

Met **wielen** die verplaatsing gemakkelijk maken zonder stabiliteit te verliezen, is deze behandelbank de ideale combinatie van gebruiksgemak, flexibiliteit en stijl, en een onmisbare toevoeging aan elke professionele behandelruimte.

Beschikbaar in diverse standaard - of silvertexkleuren te raadplegen in onderstaand kleurenpalette document.

Specificaties

Merk	Spinetechnics
Product afmetingen	B 80 cm, H 100 cm
sku	1618157
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
Hefvermogen	160 kg
Aantal delen	3-delig
Armsteunen	Nee
Elektrische pli	Ja
Hoogteverstelling	Elektrisch
Soortdelige tafel	Hoofddeel
Type verpakking	Stuk