

## 1602283 - Cocune shampoo caps - 1 x 52 st



### Beschrijving

Met de Cocune shampoo cap kan het haar van zorgvragers gemakkelijk en zonder geknoei worden gewassen, terwijl ze in bed blijven liggen. De cap is van binnen geïmpregneerd met een speciale shampoo die niet met water hoeft te worden uitgespoeld.

### Specificaties

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Merk</b>                 | Cocune   |
| <b>Ingrediënten</b>         | Aqua, disodium cocoamphodiacetate, glycerin, PEG-12, Dimethicone, Quaternium-15, DMDH Hydantoin, Methylparaben, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Perfume |
| <b>sku</b>                  | 1602283  |
| <b>Geur</b>                 | Geparfumeerd   |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse I   |
| <b>Type verpakking</b>      | Karton   |