

## 1623280 - Mocom autoclaaf S Classic 22 L - 1 st



### Beschrijving

De **S Classic van Mocom** biedt krachtige sterilisatie met gebruiksgemak. Dankzij **vijf flexibele sterilisatiecycli (S- en N-type)** is hij ideaal voor zowel **verpakte als onverpakte instrumenten**. Met het intuïtieve **3,2" touchscreen** bedien je eenvoudig alle functies en pas je instellingen aan voor maximale efficiëntie. Beschikbaar in twee modellen, 17 of 22 liter.

De geïntegreerde waterreservoirs met **niveaubewaking** zijn makkelijk bereikbaar via een afneembaar paneel. Dankzij snelkoppelingen zijn vullen en legen moeiteloos. De snelle **koppeling aan de voorzijde** biedt een alternatief voor het vullen via de bovenkant. Twee extra snelkoppelingen maken het mogelijk om de reservoirs eenvoudig te legen.

#### Flexibele functies

- **Uitgestelde start** om het gebruik te optimaliseren
- **Instelbare droogtijd** voor specifieke ladingen
- **Aangepaste cycli** op maat van de gebruiker
- **Gebruikers-ID** met PIN-code voor veilige toegang en logregistratie

#### Voordelen op een rij:

- **5 snelle sterilisatiecycli** voor diverse instrumenten
- **3,2" Touchscreen** met gebruiksvriendelijke interface
- **Makkelijk onderhoud** dankzij toegankelijk waterbeheer
- **Compact, betrouwbaar en efficiënt** in dagelijks gebruik
- **Cyclusdata** via USB of software. Na elke cyclus wordt automatisch een PDF-rapport opgeslagen. Downloaden kan via USB of automatisch via de **DataSter-software**.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Mocom
<b>Gewicht product</b>	0.049 kg
<b>SKU leverancier</b>	7AM01000
	Nee
<b>sku</b>	1623280
<b>Buitenafmetingen (l x h x d)</b>	500 x 490 x 600 mm
<b>Binnenafmetingen (dxD)</b>	250 x 450 mm
<b>Autonomie</b>	8 - 12 cycli
<b>Volume</b>	22 L
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/68
<b>Type verpakking</b>	Stuk