

1510443 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter ds58 - 1 slang - flexiport manchet maat 11 - etui - 1 st



Beschrijving

De bloeddrukmeter DuraShock DS55 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmeters van **Welch Allyn** met de technologie van DuraShock™. Deze bloeddrukmeters zijn schokbestendig en zonder tandwiel. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele bloeddrukmeters.

Voordelen

- DuraShock technologie
- Zonder tandwielen
- Hoge bestendigheid tegen schokken
- Geschikt voor zowel links - als rechtshandigen

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1510443
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk