

**1543641 - Beker - flexibele tuit 12 mm - melkwit - 200 ml - 1 st**



## Beschrijving

Deze melkwitte beker met flexibele tuit 12 mm en maatverdeling is autoclaveerbaar tot 130°C

## Specificaties

<b>Deksel</b>	Ja
<b>Handvat</b>	Nee
<b>HACCP-conform</b>	Ja
<b>Isolerende beker</b>	Nee
<b>Schaalaanduiding</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>sku</b>	1543641
<b>Inhoud</b>	200 ml
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Vaatwasmachinebestendig</b>	65°
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk