

**1532666 - 3M™ Blenderm™ - 2,5 cm x 4,57 m - 1 x 12 st**



## Beschrijving

**3M™ Blenderm™** chirurgische transparante hechtpleister met een snelle, degressief kleefkracht (geen huidletsel bij verwijdering). Met een hypoallergene polyacrylaat lijm, die zeer geschikt is voor de gevoelige huid. De ruglaag bestaat uit hypoallergene rayonvezels, die soepel en transparant is. Volledig occlusief, ondoordringbaar voor water en lucht, de pleister is vrij van latex. De pleister wordt ook gebruikt om verbanden te fixeren. Verschillende toepassingsgebieden: cardiovasculair, kritieke zorg, spoedgevallen, intensive care, verloskunde, orthopedie,..

## Specificaties

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Merk</b>                 | Solventum                              |
| <b>Steriel</b>              | Nee                                    |
| <b>Kompres</b>              | Nee                                    |
| <b>Geperforeerd</b>         | Nee                                    |
| <b>Samenstelling</b>        | Ruglaag: kunststof, lijm: polyacrylaat |
| <b>Latex vrij</b>           | Ja                                     |
| <b>sku</b>                  | 1532666                                |
| <b>Kleur</b>                | Wit                                    |
| <b>Maat</b>                 | 2,5 cm x 4,57 m                        |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse I             |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                                   |