

## 1601700 - Keiser Air250 Leg Extension



### Beschrijving

De Air250 Leg Extension is ontworpen om de instap in de machine gemakkelijk te maken. Gebruikers van alle lengtes tussen 1,47m en 2,03m kunnen van het apparaat gebruikmaken. Het beenkussen en de rugleuning zijn volledig verstelbaar, zonder dat u daarvoor van de machine af hoeft te komen.

De rugleuning is vooruit en achteruit verstelbaar zonder van hoek te veranderen, waardoor uw lagere rug beschermd blijft tijdens de oefening. De handgrepen omvatten de thumb buttons, waarmee u de weerstand regelt tijdens het trainen. Optioneel is er een range limiter beschikbaar, waarmee de startpositie van 20° tot 120° versteld kan worden.

- Nauwelijks schokken voor spieren en gewrichten
- Keiser dynamic variable resistance
- Bilaterale beweging voor symmetrische training
- Grote display met weerstand en herhalingen

## Specificaties

<b>Merk</b>	Keiser
<b>Product afmetingen</b>	H 106.7 cm
<b>SKU leverancier</b>	001121BP
<b>Weerstand</b>	0-104 kg
<b>sku</b>	1601700
<b>Kleur</b>	Rood
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk