

1600485 - Instrumentenwagen - in hoogte verstelbaar 83-117 cm - 1 st



Beschrijving

Assistentietafel in inox, met voetbediening in hoogte verstelbaar en uitgerust met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem. Het dienblad is afneembaar en het maximale draaggewicht bedraagt 50kg. Ideaal voor het aanrijken van medische instrumenten of als extra bijzettafeltje voor patiënten.

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 60 cm, H 83 cm
Samenstelling	Verchroomd staal
Product diepte	40 cm
sku	1600485
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk