

## 1602239 - Tilband Ergolet - Universal Basic - Mesh - 275 kg - M - met lussen - 1 st



### Beschrijving

De universele mesh-tilband van Ergolet is speciaal ontworpen voor gebruikers die extra comfort en langdurige ondersteuning nodig hebben.

Dankzij het flexibele, ademende materiaal vormt de tilband zich moeiteloos naar het lichaam, wat zorgt voor een comfortabele en veilige pasvorm. De gesplitste beenbanden bieden optimale ondersteuning, terwijl de kleurgecodeerde banden een correcte liftconfiguratie garanderen, waardoor het voor zorgverleners eenvoudiger wordt om de juiste tilband te kiezen.

#### Kenmerken:

- **Ergonomisch ontwerp:** Het flexibele mesh-materiaal past zich aan de lichaamsvorm aan voor een perfecte ondersteuning.
- **Ademend en snel droog:** Het luchtige materiaal laat de huid ademen en droogt snel, ideaal voor gebruik in de badkamer of douche.
- **Gesplitste beenbanden:** De afzonderlijke beenbanden verminderen de druk en bieden extra stabiliteit en veiligheid.
- **Breed toepassingsgebied:** Geschikt voor transfers vanuit een zittende of liggende positie, zoals bed, rolstoel, bad- of douchestoel en douchebrancard.
- **Langdurig gebruik:** Comfortabel genoeg om gedurende langere periodes te gebruiken, bijvoorbeeld bij pijn, contracturen of obesitas.
- **Kleurgecodeerde banden:** Voor een eenvoudige en veilige plaatsing door de zorgverlener.
- **Geschikt voor meerdere tiljukken:** Compatibel met 2-, 3- en 4-punts tiljukken.
- **Zonder hoofdsteen:** Ideaal voor gebruikers met voldoende hoofdcontrole, met volledige ondersteuning van dijen, bovenrug en bovenlichaam.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Ergolet
<b>sku</b>	1602239
<b>Hoofdsteun</b>	Nee
<b>Goedkeuringsstatus</b>	Review nodig
<b>Bevestiging tilbanden</b>	Lussen
<b>Maat</b>	M
<b>Materiaal</b>	Polyester Mesh
<b>Max. gewicht volwassene</b>	275 kg
<b>Type tilband</b>	Badtilband
<b>Type verpakking</b>	Stuk