

1523066 - Sonicaid Ultrasound Transducer - 1.5MHz



Beschrijving

Oxford **Huntleigh** Foetale Ultrasound Transducer voor Sonicaid Team, Sonicaid Team Duo en Sonicaid FM800 series. Kabel van 3 meter lang, 12-polig uiteinde.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1523066
Frequentie sonde	1,5MHz
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk