

1559716 - Linido douche/toiletstoel zelfrijder zithoogte 610 mm - open voorzijde - wit - 1 st



Beschrijving

De zelfrijder douche-/toiletstoel met zachte zitting van Linido is een hulpmiddel waarmee de gebruiker veilig en comfortabel kan zitten tijdens het douchen of wassen aan de wastafel. De stoel wordt geleverd met geleiderails en kan losstaand gebruikt worden, met een ondersteek of een emmer die als accessoire verkrijgbaar zijn. Tevens kan de stoel over het toilet worden gereden.

De douche-/toiletstoel zorgt voor een stabiele ondersteuning voor minder actieve gebruikers met zwakke benen, een laag uithoudingsvermogen en/of een slechte balans. De minder actieve gebruikers die langere tijd op de stoel gezeten hebben, hebben meer ondersteuning en hulp nodig tijdens de overgang van zit naar staande houding.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2138.0211-02
Hoogteverstelbaar	Nee
Wielen	Ja
sku	1559716
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk