

1573549 - Aërosol Air Pro 3000 Plus - 1 st



Beschrijving

Vernevelingsapparaat voor professioneel gebruik met een duurzame en krachtige compressor voor intensief gebruik in ziekenhuizen. De aërosol Air Pro 3000 Plus heeft een instelbare flow voor de optimalisatie van behandelparameters.

Voordelen

- Zeer stil
- Professionele luchtfilter
- Snelle en effectieve RF7 Dual Speed Plus
- Vernevelaar met ventielsysteem
- Soft touch masker voor volwassenen en kinderen
- Vernevelaarslang 2 m
- Kan worden gebruikt met Rhino Clear neusspoeling (niet inbegrepen bij levering)

Specificaties

Merk	Flaemnuova
Normeringen	EN 10993-1, EN 60601-1
MMAD max	2.38 µm
MMAD min	2.21 µm
Max. vulvolume	8 ml
Compressor luchtuitvoer	0.29 milliliter per minute
Max. delivery	0.65 milliliter per minute
Min. delivery	0.29 milliliter per minute
sku	1573549
Behandelingsgebied	Onderste luchtwegen
Gebruik aerosol	Intensief
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk