

1518949 - Haak IUD - 26 cm - staal - niet-steriel - 1 st



Beschrijving

Gyneas haak IUD in roestvrij staal, een medisch hupmiddel voor het verwijderen van spiraaltjes. Wordt gesteriliseerd worden in een autoclaaf op stoom op 134° C.

Specificaties

Merk	Gyneas
Samenstelling	Roestvrij staal
sku	1518949
Kwaliteit instrumenten	Herbruikbaar
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk