

1017722 - Spuiten - 3 ml - naald 21G x 1/2" - 1 x 100 st



Beschrijving

Terumo spuiten met naald bestaan uit 3 delen en zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen die een veilige injectie en toediening van medicatie garanderen.

De doorzichtigheid zorgt voor een eenvoudige herkenning van luchtbelletjes.

De Terumo spuiten hebben een scherpe naaldpunt met een siliconen coating die het inbrengen van de naald aangenamer maken.

De spuiten zijn steriel verpakt en hebben een ISO-kleurcodering.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	MDSS03S2138E
Samenstelling	• Spuit • Cilinder: polypropyleen • Plunjer: polypropyleen • Stamper: thermoplastisch elastomeer (SS-codes), polyisopreenrubber (MDSS-codes) • Glijmiddel: siliconenolie • Naald • Hub: polypropyleen + kleurconcentraat • Canule: roestvrij staal • Kleefstof: epoxylijm • Glijmiddel: silicone
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Ja
sku	1017722
Afmeting	21G x 1 1/2"
Inhoud	3 ml
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide Radiatie
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos