

## 1002944 - Heidelberg - verlengleiding 75 cm - luer lock - 1 st



### Beschrijving

Verlenglijnen, Type Heidelberger en Prolongateur van B. Braun worden gebruikt in alle medische disciplines waar IV-therapie wordt uitgevoerd. Het kan worden gebruikt voor alle patiënten waarvoor infuustherapie is voorgeschreven. Geen geslachts- of leeftijdsgebonden beperkingen. De verlenglijnen met kleine opening kunnen worden gebruikt voor volwassenen, kinderen en pasgeborenen.

IV-therapie wordt uitgevoerd voor:

- Behoud van vochtvolume
- Vervanging van vochtvolume
- Toediening van chemotherapeutische middelen, voedingsondersteuning, antibiotica en andere geneesmiddelen

## Specificaties

<b>Merk</b>	Braun
<b>Samenstelling</b>	PVC, zonder DEHP
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Steriel</b>	Nee
<b>sku</b>	1002944
<b>Maat</b>	75 cm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk