

1552952 - Hot/Cold packs 30 x 39 cm - 1 x 2 st



Beschrijving

De kunststof pakking met gelvulling is zowel geschikt voor warmte als voor koude. Deze herbruikbare hot/cold pack met groot temperatuur houdend vermogen is ideaal voor thuisgebruik, sportief en therapeutisch gebruik, meer bepaald als hulp bij verstuikingen, spierscheuren en kneuzingen.

- Koude: de kompressen kunnen gekoeld worden in de koelkast of diepvriezer
- Warmte: de kompressen kunnen verwarmd worden in een packheater, in heet water (niet-kokend), of in de magnetron

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552952
Maat	30 x 39 cm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk