

## 1533579 - WelchAllyn MacroView otoscoopkop met keellichtje - LED - zonder handvat - 1 st



### Beschrijving

De **MacroView LED otoscoopkop** biedt aanzienlijke voordelen voor nauwkeurige en efficiënte diagnostiek. Ten eerste zorgt het voor tweemaal het gezichtsveld van traditionele otoscopen, wat resulteert in een aanzienlijk breder zicht. Daarnaast biedt het een 30% grotere vergroting, waardoor je gedetailleerdere informatie krijgt voor een preciezere diagnose. Het biedt bijna een volledig zicht op het trommelmvies, wat het mogelijk maakt om een uitgebreide beoordeling te maken. De verbeterde helderheid en scherpte maken oriëntatiepunten duidelijker zichtbaar, terwijl het geoptimaliseerde verlichtingssysteem zorgt voor heldere en uniforme belichting, wat de diagnostische resultaten verder verbetert. Bovendien heeft de otoscoop een drie keer langere brandduur dankzij de efficiënte LED-technologie, die in combinatie met oplaadbare handgrepen zorgt voor een langdurig gebruik. Tot slot biedt de duurzame LED-verlichting een levensduur die tot wel 30 keer langer is dan die van traditionele halogeenlampen, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid en duurzaamheid van het product.

### Specificaties

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Merk            | WelchAllyn |
| sku             | 1533579    |
| Type verpakking | Stuk       |