

1104620 - Tensoplus® - cohesieve windel - 10 cm x 6,6 m - 1 st



Beschrijving

Tensoplus is een stevig ondersteunend cohesief verband vervaardigd uit katoen en viscose met een cohesieve lijm. De windel van **BSN** biedt ondersteuning bij acute letsels, helpt oedeem te voorkomen, helpt bij verrekkingen en verstuikingen. Maar ook bij flebologie, tromboflebitis en post-sclerose.

Specificaties

Merk	BSN
Samenstelling	Katoen, viscose en elastische garens bedekt met een cohesieve emulsie
Zelfklevend	Ja
sku	1104620
Kleur	Wit
Maat	10 cm x 6,6 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk