

1543929 - Renol positioneringskussen lang - 26 x 35 cm x 280 cm - 1 st



Beschrijving

De Long Positioner volgt de lichaamsbouw en biedt een ideale ondersteuning door te verhinderen dat de patiënt naar de kant rolt, of hij nu op zijn rug of zij ligt. Tussen de benen geplaatst, voorkomt het wrijvingen en irritaties.

Specificaties

Merk	Renol
Product afmetingen	B 35 cm, L 280 cm
SKU leverancier	RCM12200
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Samenstelling	Katoen
sku	1543929
Kleur sloop	Blauw
Materiaal	PU
Merk positioneringsmateriaal	Renol
Wasbaar	nvt
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk