

1560692 - Linido hangend frame voor douchestoel - rvs/antraciet - 1 st



Beschrijving

Een ergonomische douchezitting met rugleuning van Linido kan, gecombineerd met dit frame, aan een Ergogrip wandbeugel gehangen worden. Zo wordt het heel eenvoudig om de douchezitting in een douche te plaatsen, of daar weer weg te nemen. Dit is heel gemakkelijk bij gezamenlijk gebruik van een badkamer, bij wisselende bewoning of bij mensen met een wisselend ziektebeeld.

Door het plaatsen van een Ergogrip wandbeugel als vast steunpunt in de douche, is de badkamer al bouwkundig voorbereid op het plaatsen van deze douchezitting met frame. De douchezitting wordt, met de bestaande montagepunten, aan het frame bevestigd. Vervolgens kan dit frame eenvoudig, zonder gereedschap, bevestigd worden aan de wandbeugel. Met kunststof borgpennen wordt het frame automatisch vergrendeld op de wandbeugel, voor de veiligheid van de gebruiker.

Er zijn twee versies van het frame:

- een model met vaste zithoogte
- een model met variabele zithoogte, met een verstelbereik van 100 mm

De verstelling kan wenselijk zijn bij wisselende of meerdere gebruikers, of door de plaatsingshoogte van de wandbeugel.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2216.0014-11
Armsteunen	Nee
Rugleuning	Nee
Opklapbaar	Nee
Samenstelling	RVS gecoat
sku	1560692
Categorie douchezittingen	Accessoires douchezittingen
Kleur	RVS/antraciet
Max. gebruikersgewicht	n.v.t
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk