

1571666 - Bellavista™ 1000e ventilator



Beschrijving

De Bellavista™ 1000e biedt een volledige reeks hoogwaardige functies in een compact formaat, waaronder

- Adaptieve beademingsmodus - Een intelligente beademingsmodus voor sneller spenen en minder handmatige aanpassingen.
- Zuurstoftherapie met hoge flow verbetert de oxygenatie van de patiënt en verhoogt het comfort van de patiënt.
- Het instrument voor longrecruteringsmanoeuvre biedt een geautomatiseerde recruteringsmanoeuvre die betrouwbaar en reproduceerbaar is.
- Synchronisatietools - Verbeter de synchronisatie van de patiënt met auto.sync, auto.rise en auto.leak.
- SettingAssist - Voorspelt alle beademingsparameters met een comfortabel, gebruiksvriendelijk display.

De uitgebreide functies omvatten:

- Neonatale tot volwassen intensive care ventilator met 17,3" high definition touchscreen
- Intuïtieve gebruikersinterface
- Adaptieve beademingsmodus
- Zuurstoftherapie met hoge flow
- Geavanceerde NIV-functies
- Hulpmiddel voor longrecruteringsmanoeuvre
- Minimaal 3 uur batterijcapaciteit

Specificaties

Merk	Vyaire
sku	1571666
Type beademing	Non invasieve beademing
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk