

## 1574252 - Sloop katoen/polyester voor Relax standaardkussen - gitane lined - 1 st



### Beschrijving

Fico sloop voor relax standaardkussen, om een lange levensduur van het kussen te garanderen raden we aan om het kussen te voorzien van een sloop voor een optimale hygiëne. Lichte kleurverschillen zijn mogelijk, de slopen zijn wasbaar op 60°C.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>sku</b>	1574252
<b>Kleur sloop</b>	Gelijnd gitane
<b>Materiaal</b>	Katoen/polyester
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Relax
<b>Wasbaar</b>	60 °C
<b>Type verpakking</b>	Stuk