

1561465 - Tork Premium mini alcoholgel voor de handen - S2 - 6 x 475 ml



Beschrijving

Voorkom infecties met de zeer effectieve **Tork** Alcohol Gel voor handdesinfectie. Het bevat 80% gedenatureerde alcohol (w/w) en hoeft niet te worden afgespoeld. Ontsmet en desinfecteert de handen snel. Dit is onze meest effectieve desinfecterende gel, speciaal ontwikkeld voor regelmatig gebruik zonder plakkerige resten. Ideaal voor de gezondheidszorg en voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten. Geschikt voor de mini vloeibare zeep dispensers, die eenvoudig te gebruiken zijn en aan alle gebruikers een goede handhygiëne bieden.

Specificaties

Merk	Tork
SKU leverancier	420102
Ingrediënten	Alcohol Denat. 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30, Alkyl, Acrylate, Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
sku	1561465
Geur	Alcohol geur
Inhoud	475 ml
Kleur	Transparant
Kwaliteitsniveau	Premium
Productvorm	Gel
Systeem	S2 - Vloeibare zeep systeem klein
Type verpakking	Karton