

1539941 - Clog Walksoft Insole - maat 43/44 - paar



Beschrijving

Inlegzool voor de CLOG klomp die met de Walksoft™-technologie en gevoerd met microfiber het comfort van uw CLOG nog meer zal verhogen. De zool is vervaardigd uit polyurethaan met superlichte kurk, bedekt met microvezel, wat aangenaam voelt en een comfortabele ervaring bevordert.

Kenmerken:

- Veerkrachtig: zool keert terug naar de oorspronkelijke vorm, zelfs na vele uren gebruik.
- Vochtbestendig: Door zijn hydrofobe eigenschappen heeft het materiaal een grote weerstand tegen water.
- Schokabsorptie: Het speciale ontwerp helpt het optreden van microlaesies in pezen, botten en gewrichten en het gevoel van vermoeide benen te verminderen.

Om de inlegzolen te wassen, verwijdert u ze uit CLOG. Bevochtig een zachte doek met warm water en wrijf direct op de inlegzolen om het vuil te verwijderen. Gebruik geen agressieve wasmiddelen of wasverzachters tijdens het wasproces. Aan de lucht laten drogen bij kamertemperatuur. Houd ze uit de buurt van warmtebronnen.

Specificaties

Merk	Wock
Unisex	Ja
Reinigbaar	Ja
Schokdemping	Ja
sku	1539941
Kleur	Beige
Maat	43-44
Type verpakking	Paar