

1544782 - Tilband - actieve tillift - corset model - met lussen - M - 1 st



Beschrijving

Tilband corset model met lussen, een ondersteunend en antislip ruggedeelte. Het antislipgedeelte helpt te voorkomen dat de gebruiker wegschuift, geschikt voor gebruik bij patiënten om de mobiliteit te behouden of tijdens revalidatieperiodes. Het ruggedeelte heeft een klittenbandbevestiging en 2 sets clunk-click gespen om de patiënt vast te klikken. Heeft gewatteerde okselrollen dat extra comfort en steun biedt. Te wassen op maximum 85°, het kan in de droger tot maximum 50°.

Afmetingen lengte x breedte:

Small 88 x 33 cm
Medium 88 x 33 cm
Large 90 x 36 cm
Extralarge 90 x 36 cm

Specificaties

Merk	Silvalea
Latex vrij	Ja
Samenstelling	100% polyester
Normeringen	ISO 13485:2016; ISO 14971:2019; EN 15223-1:2016
Hoofdsteun	Nee
sku	1544782
Bevestiging tilbanden	Lussen
Maat	M
Max. gewicht volwassene	220 kg
Type tilband	Corset tilband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk