

1543629 - Urinaal vrouw - met deksel - gegradueerd - 1000 ml - 1 st



Beschrijving

Dit urinaal is een handig hulpmiddel voor vrouwen. Na gebruik kan de urinaal afgesloten worden met een deksel. De maximale capaciteit is 1 liter met maataanduiding. Het urinaal kan worden gesteriliseerd met een autoclaaf.

Specificaties

Autoclaveerbaar	Ja
Samenstelling	Urinaal: polypropyleen, deksel: polyethyleen
CNK-code	CNK 1680-305
sku	1543629
Geslacht	Vrouwen
Inhoud	1000 ml
Kleur	Melkwit
Type verpakking	Stuk