

1574925 - Benjamin Boundy - 1 st



Beschrijving

Ondersteunt, positioneert en begrenst uw baby in diverse houdingen

De Boundy is speciaal ontwikkeld voor de a-termie zieke baby en geschikt voor de rijpere prematuur die het nest ontgroeit is maar behoefte heeft aan bescherming en ondersteuning. De Benjamin Boundy biedt de mogelijkheid om de baby in een middellijn-orie?ntatie te positioneren.

Deze middellijn-orie?ntatie bevordert hand-mondcontact en hand-handcontact, waardoor de baby zich prettiger zal voelen en beter in staat is tot zelfregulatie. Door het vrijlaten van de handjes, is de baby in staat spontaan het gezicht aan te raken.

Praktische informatie over de Benjamin Boundy:

- De Benjamin Boundy is verkrijgbaar in één maat en geschikt voor baby's in de gewichtsklasse 2500 - 5000 gram.
- De Benjamin Boundy heeft een waterafneembare binnenrol gevuld met korrels, en een losse wasbare hoes.
- De buitenhoesjes zijn gemaakt van een geavanceerde technische stof die bestaat uit een mix van polyester en katoen. Deze stof droogt vier keer zo snel als katoen, verkleurt en krimpt niet en blijft geurvrij.
- De Benjamin Boundy mag alleen gebruikt worden onder monitorbewaking en onder constant medisch toezicht op de neonatologieafdeling en kinderafdeling door gekwalificeerd medisch personeel

De voordelen van de Benjamin Boundy:

De Benjamin Boundy bestaat uit een waterafneembare binnenrol, gevuld met korrels, en een losse, wasbare hoes. De flexibele en soepele binnenrol van de Benjamin Boundy maakt het mogelijk de rol zo te vormen dat de baby in elke houding goed ondersteund kan worden. Geadviseerd wordt om 2 Benjamin Boundy's te gebruiken bij de rug- en buikligging voor een optimale ondersteuning. De uiteinden van de Benjamin Boundy zijn bedoeld om de baby te ondersteunen waar nodig en optimaal te positioneren.

Het kan worden geplaatst rond het hoofd, nek of heupen of onder of tegen een armpje of beentje worden gelegd. Voor buikligging en de rugligging wordt geadviseerd om 2 Benjamin Boundys, te gebruiken om voldoende begrenzing te kunnen bieden. In rugligging, kunnen de uiteinden worden gebruikt om het hoofd

in de juiste positie te brengen. De uiteinden kunnen ook als een extra 'hand' kortdurend op de baby worden gelegd tijdens procedures om voor begrenzing van boven te zorgen.

Specificaties

Merk	Benjamin Care
SKU leverancier	BB004-000
sku	1574925
Type verpakking	Stuk