

## 1575743 - Welch Allyn® Connex® Spot Monitor 7100 NIPB + Nonin SpO2 - PRO 6000 - EU plug - NOT Wifi upgradable - 1 st



### Beschrijving

**Welch Allyn Connex Spot Monitor 7100 met NIBP, ThermoScan PRO 6000 en Nonin SpO2-oximeter.** Deze veelzijdige monitor is uitgerust met een ingebouwde zuurstofsaturatiemeter (SpO2) en een professionele oorthermometer voor nauwkeurige en efficiënte metingen.

De Connex Spot Monitor beschikt over een bloeddrukmeter met de geavanceerde **Welch Allyn SureBP-technologie**, die betrouwbaarheid en comfort biedt bij elke meting.

#### Belangrijkste kenmerken:

- Meet de bloeddruk in slechts 15 seconden met SureBP® technologie
- Zorg voor nauwkeurige hypertensiedetectie met BP middeling
- Leg pulsoximetrie vast met Masimo®, Nellcor® of Nonin® SpO2
- Controleer steekproefsgewijs de ademhalingsfrequentie met de Masimo® RRP® technologie
- Maak verbinding met uw EMR via WiFi®, Ethernet
- Help tekenen van verslechtering van de toestand van de patiënt te identificeren met geautomatiseerde Early Warning Scores (vroegtijdige signaleringsscores)
- Draadloze EMR verbinding

## Specificaties

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Merk</b>            | WelchAllyn |
| <b>Bebat tax</b>       | 0.05 EUR   |
| <b>sku</b>             | 1575743    |
| <b>Type verpakking</b> | Stuk       |