

1102953 - Prontosan® cleanser - 350 ml - 1 st



Beschrijving

B.Braun Prontosan® is een hydrogel om debris, fibrine, bioburden en biofilm te voorkomen en te behandelen. In vergelijking met traditionele oplossingen voor wondirrigatie, genezen wonden, behandeld met Prontosan®, aanzienlijk sneller. Prontosan® bevat twee unieke bestanddelen, die samen enorm effectief zijn tegen diverse ongewenste lagen in een wond. Bevat betaine, een surfactant die ongewenste lagen kan openbreken waardoor de polyhexanide, bacteriegroei kan aanpakken.

Voordelen

- Verkort wondgenezingstijd gemiddeld met 4 weken
- Voorkomt en behandelt biofilm door bacteriegroei remmend effect
- Voorkomt infecties
- Bevordert pijnloze verbandwissels
- Mag worden toegepast met elk verband en past in elk protocol
- Na opening 8 weken houdbaar
- Vermindert pijn en wondgeur
- Mag worden verwarmd om afkoeling van de patiënt en de wond te voorkomen.

Specificaties

Merk	Braun
Samenstelling	Polyhexanide
sku	1102953
Inhoud	350 ml
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Stuk