

## 1552235 - Elektrode-arm voor CURAPULS 670



### Beschrijving

De Curapuls 670 kan helemaal hands-free gebruikt worden met de handige arm die met slechts 1 knop in de juiste positie gefixeerd kan worden. Dit is een duidelijk voordeel ten opzichte van arbeidsintensieve therapieën die veelal voor dezelfde indicaties ingezet worden.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552235
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk