

## 1625867 - EUROMEDIS Handschoenen - latex - steriel - licht gepoederd - M (7) - 50 paar



### Beschrijving

De **Euromedis steriele chirurgische latexhandschoen met poeder** is geschikt voor alle soorten chirurgische ingrepen. Dankzij het **anatomische ontwerp** sluit de handschoen perfect aan op de natuurlijke vorm van de vingers, wat zorgt voor meer comfort en precisie tijdens langdurige procedures. De **ruwe textuur** biedt een uitstekende grip, terwijl de **omgerolde rand** en de **polymercoating** het aantrekken vergemakkelijken en de glijeigenschappen versterken. Met een **manchetlengte van 300 mm** biedt deze handschoen extra bescherming van de onderarm.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Euromedis
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Gepoederd</b>	Ja
<b>Manchetlengte</b>	300 cm
<b>sku</b>	1625867
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Maat</b>	M (7)
<b>Type verpakking</b>	Doos