

1533528 - Tussenstuk manchet LymphAssist arm - 78 cm - 1 st



Beschrijving

De hoogtechnologische manchetten van **Huntleigh** met 12 luchtkamers hebben overlappende interne kamers. Dit ontwerp zorgt voor een effectievere behandeling en elimineert eventuele interne drukverschillen. Inzetstukken kunnen worden gebruikt voor grotere ledematen.

Specificaties

Merk	Huntleigh
Extra breedte schouder	17 cm
Extra breedte hand	13 cm
sku	1533528
Ledemaat	Arm
Lengte	78 cm
Type accessoire	Tussenstuk manchet
Type toestel	LymphAssist
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk