

1609409 - Schiller Cardiovit FT-2 Rust-ECG



Beschrijving

De **Schiller** Cardiovit FT-2 is de laatste nieuwe en lang verwachte toevoeging aan het Schiller ECG portfolio.

De CARDIOVIT FT-2 is ontworpen voor de ziekenhuisomgeving en heeft een naadloos, eenvoudig te reinigen 15" multi-touch scherm, geavanceerde cyberbeveiliging en uitgebreide connectiviteitsfuncties. De CARDIOVIT FT-2 is het eerste mobiele SCHILLER ECG toestel met een optionele thermische printer. Bovendien is ultrasone spirometrie optioneel verkrijgbaar.

De belangrijkste functies in één oogopslag

- Groot, eenvoudig te reinigen en te gebruiken 15" multi-touch display
- Optionele thermische printer A4
- Ondersteuning voor externe netwerkprinter
- Op maat gemaakte trolley, kabels netjes opgeborgen
- ECG in rust met het SCHILLER ECG interpretatiealgoritme ETM inclusief ETM Sport
- Registratie van rustritme tot 20 minuten
- Spirometrie, gebaseerd op de ultrasone technologie van de SpiroScout SP plus (optioneel)
- Ontworpen om het risico in geval van cyberaanvallen te minimaliseren
- Complete connectiviteit met SCHILLER Server, SCHILLER Gateway, SCHILLER Link

HYGIËNE :

Het gladde oppervlak van het grote touchscreen is eenvoudig te reinigen. Er is geen toetsenbord nodig om het apparaat te bedienen. Alle kabels worden netjes opgeborgen in de trolley.

GEAVANCEERDE CYBERBEVEILIGING:

Verbeterde Linux-beveiliging voor maximale risicobeperking bij cyberaanvallen.

Configureerbare toegangscontrole met gebruikersnaam, wachtwoord en toegangsrechten om onbevoegde toegang te voorkomen

Wi-Fi-protocollen inclusief verificatie op basis van certificaten om veilige toegang tot de IT-infrastructuur van het ziekenhuis te garanderen

VERBETERDE CONNECTIVITEIT:

Tweewegcommunicatie die toegang tot gegevens vergemakkelijkt via een werklijst of zoekopdracht naar patiëntgegevens, en snelle overdracht van alle rapporten naar ZIS/EMR-systemen.

AANPASBAAR:

De CARDIOVIT FT-2 biedt een optionele thermische printer, zodat u de beste configuratie kunt kiezen voor een papierloze of papierloze workflow.

KRACHTIGE DIAGNOSTISCHE HULPMIDDELEN

ECG in rust met het ETM-algoritme van SCHILLER voor ECG-interpretatie, inclusief ETM Sport, het automatische interpretatieprogramma voor atleten

Opname van rustritme tot 20 minuten

Spirometrie, gebaseerd op de ultrasone technologie van SpiroScout SP plus (optioneel)

VOEG SPIROMETRIE TOE AAN UW CARDIOVIT FT-2

Met de SpiroScout SP plus (optioneel) wordt de CARDIOVIT FT-2 ook een spirometer. Dankzij GANSHORN's ultrasone technologie, zijn spirometrie opnames uiterst nauwkeurig en de sensor vereist geen onderhoud of kalibratie.

De spirometrie optie biedt FVC, LVC en MBV metingen met een ruime keuze aan referentiestandaarden, pre- en post-tests en interpretatie van FVC resultaten. Het apparaat geeft feedback over de kwaliteit van de procedure tijdens de test en na elke test. Een motiverend scherm is inbegrepen voor het testen met kinderen.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1609409
	Nee
Type EKG	FT-2
Type verpakking	Stuk