

1540502 - Verpleegdeken - 2-delig - lange mouwen - fire resist - compleet - 1 st



Beschrijving

De **Fico**-verpleegdekens voor zeer onrustige patiënten bieden de gebruiker een ideale balans tussen bewegingsvrijheid en bescherming.

De verpleegdekens voorkomen bloot liggen, uit bed vallen en het stuk trekken van incontinentie materiaal.

Bij het 2-delig verpleegdeken wordt het zwarte deel onder de matras gelegd en verankerd aan het bedframe (dit deel blijft altijd liggen) en dicht geritst aan het lichtblauwe bovenste deel waar de patiënt onder ligt. Dit bovenste deel kan afgeritst worden voor reiniging.

Het 2-delig verpleegdeken FR is voor zeer onrustige patiënten waar er een risico is dat de patiënt de matras om trekt.

Het 2-delig verpleegdeken Fire Resist heeft een permanente brandvertragende eigenschap en de stof is sterk en scheurbestendig. Het verpleegdeken is standaard voor een eenpersoonsbed.

De patiënt ligt rechtstreeks op het bed, onder het verpleegdeken. Vanaf de heupen gaat het verpleegdeken over in een pyjama. De ritssluiting loopt van de kin tot aan het voeteinde van het bed zodat de patiënt niet zelf uit het verpleegdeken kan.

Aan de zijkant kan een ritsopening van 10 cm voorzien worden voor eventuele buisjes. Het deken mag gewassen worden op 60°.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	B 90 cm, L 200 cm
Samenstelling	34,5% katoen, 31% pes, 22,5% modacryl en 12% viscose
Normeringen	BS EN 1021-1-2; 410 N
sku	1540502
Type verpakking	Stuk