

## 1518864 - Vliezenbreker - gebogen - steriel - 1 x 150 st



### Beschrijving

Tijdens de bevalling kan de vliezenbreker door de gynaecoloog op vrijwillige basis worden gebruikt om de vliezen los te maken en de bevalling te vergemakkelijken. De vliezenbreker van Gyneas is voorzien van een haakje waarmee het vruchtvlies kan worden opengescheurd. De instrumenten zijn steriel en individueel verpakt in een zakje.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Gyneas
<b>sku</b>	1518864
<b>Kwaliteit instrumenten</b>	Wegwerp steriel
<b>Vorm instrumenten</b>	Gebogen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos