

## 1550672 - Detectaplast® - premium - hydrogel - 6,7 x 11 cm - 1 x 10 st



### Beschrijving

Blauwe, detecteerbare hydrogel pleister voor de professionele gebruiker in de voedingsindustrie, catering en grootkeuken. Deze pleisters zijn waterdicht én elastisch en voldoen aan de geldende HACCP normen.

De **Detectaplast®** Hydrogel pleister is geschikt voor snij- en schaafwonden. De hydrogel bevat 60% water, absorbeert het wondvocht en heeft een licht koelend effect waardoor het pijnverlichtend werkt. De combinatie Hydrogel, wondvocht en het gebrek aan zuurstof, creëert een vochtige wondomgeving waardoor de huid in de wond sneller wordt geregenereerd (angiogenesis).

## Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Detectaplast                 |
| <b>Steriel</b>              | Nee                          |
| <b>Kompres</b>              | Ja                           |
| <b>Geperforeerd</b>         | Nee                          |
| <b>Samenstelling</b>        | Latexvrij, polyethyleen      |
| <b>sku</b>                  | 1550672                      |
| <b>Kleur</b>                | Blauw                        |
| <b>Maat</b>                 | 6,7 x 11 cm                  |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                         |