

1501906 - Maxi bedpan - pulp - 2 liter - 100 st



Beschrijving

De Maxi bedpan van Vernacare voor eenmalig gebruik zorgt ervoor dat bedlegerige patiënten naar het toilet kunnen zonder te hoeven omrollen of tillen. De bedpan is dus ideaal voor algemeen toiletgebruik van patiënten met beperkte mobiliteit in bed.

Het wigvormig ontwerp glijdt onder de patiënt door zonder hen te moeten optillen of rollen. De bedpan is volledig vervaardigd uit pulp en heeft een capaciteit van 2 L (vochtretentie tot 4u).

Afmetingen (b x d x h): 380 x 610 x 295 mm

Specificaties

Merk	Vernacare
Samenstelling	100% pulp
Deksel	Nee
Autoclaveerbaar	Nee
sku	1501906
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos