

1024562 - Sterican® - insuline naalden - 27G x 1/2" - grijs - 1 x 100 st



Beschrijving

De Sterican® hypodermische naalden met een Luer-Lock connector hebben een dunne wand met een glad oppervlak en een lichte siliconen coating. De naalden zorgen voor een minimale pijn tijdens het prikken. Aansluiting is voorzien van kleurcodes conform ISO-normeringen.

Specificaties

Merk	Braun
Samenstelling	Naald: roestvrij staal, Luer-Lock aansluiting: polypropyleen
Steriel	Ja
Lengte naald	12 mm
Diameter naald	0.4 mm
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1024562
Afmeting	27G x 1/2"
Afmeting in mm	0,40 x 12 mm
Kleur	Grijs
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos