

1550877 - Molift RgoSling Highback Padded - met lussen - XS - 1 st



Beschrijving

De Molift RgoSling HighBack zijn allround tilbanden die geschikt zijn voor de situatie in huis en instellingen. De RgoSling HighBack biedt ondersteuning voor het lichaam en het hoofd. Hierdoor kan de gebruiker een iets gekanteld worden voor gebruikers met verminderende romp- en hoofdstabiliteit. De tilbanden zijn speciaal geschikt om te tillen van en naar een ligstand en tillen van de vloer.

Specificaties

Merk	Molift
Samenstelling	Polyester, PE-cellfoam
Hoofdsteen	Ja
sku	1550877
Bevestiging tilbanden	Lussen
Maat	XS
Max. gewicht volwassene	300 kg
Type tilband	Allround tilband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk