

## 1106678 - Leukostrip S - 4 x 38 mm - 50 x 4 st



### Beschrijving

Leukostrip S wondhechtstrips zijn vervaardigd van 100% polyamide voorzien van een hypo-allergene kleeflaag waarmee een vrijwel pijnloze wondsluiting mogelijk is. Het materiaal is elastisch en rekt mee bij eventueel ontstaan van zwelling. Leukostrip komt, nadat de zwelling is afgenomen, weer in haar oorspronkelijke vorm terug. Door hechtingen op de derde postoperatieve dag te vervangen door een wondhechting met Leukostrip, wordt de littekenvorming op de plaats van de insteekopening geminimaliseerd zodat een ontsierend "ritssluiting effect" zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Leukostrip kan ook gecombineerd worden met subcutane of intracutane hechtingen of als aanvulling gebruikt worden bij nietjes.

### Specificaties

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Smith & Nephew                 |
| <b>Samenstelling</b>        | 100% polyamide                 |
| <b>sku</b>                  | 1106678                        |
| <b>Steriel</b>              | Ja                             |
| <b>Kleur</b>                | Wit                            |
| <b>Maat</b>                 | 4 mm x 38 mm                   |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                           |